

# PfAst

Programa de Determinación

EGFR-ALK-ROS1

## ¿COMO REGISTRARSE? (POR PRIMERA Y UNICA VEZ)

1. Ingrese a [www.pfastonline.com](http://www.pfastonline.com)
2. Haga clic en **¿Desea Registrarse?**
3. Complete el formulario.
4. Una vez registrado, podrá ingresar a la plataforma con su documento de identidad y su contraseña seleccionada.

## ¿COMO SOLICITAR UN TESTEO?

1. Ingrese a [www.pfastonline.com](http://www.pfastonline.com)
2. Coloque su DOCUMENTO DE IDENTIDAD y CONTRASEÑA seleccionada.
3. Haga clic en el botón o menú EGFR-ALK-ROS-1 y complete el formulario.
4. Una vez completo el formulario, la plataforma le dará un CÓDIGO DE SOLICITUD.
5. Coloque en un sobre:
  - A. Copia en papel del informe histopatológico/inmunofenotipo del material enviado.
  - B. Los tacos de parafina o portaobjetos (pueden enviarse cortes en blanco sobre portaobjetos con carga positiva) adecuadamente preparados en sobre cerrado.
  - C. Copia del "Consentimiento Informado" firmado (puede descargarlo e imprimirlo de descargas útiles).
6. Escriba en el frente del sobre el CÓDIGO DE SOLICITUD.
7. El equipo de PfAst se encargará del retiro de la muestra, entrega en el laboratorio y devolución de los informes de resultados y tacos.
8. Recuerde que con su documento de identidad y su contraseña usted puede ingresar a la plataforma para ver los resultados de sus testeos, cuando usted lo desee.

**Si desea ser asistido por un operador de PfAst comuníquese al 0800-362-8888 de Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.**